



MATERIAL DE PLATINO: CRISOLES, MOLDES Y ACCESORIOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

- Moldes y crisoles hechos de una aleación 95% platino, 5% oro. De una pureza excepcional
- Disponibles en una amplia variedad de tamaños y espesores
- Los moldes y crisoles pesados tienen un mayor tiempo útil de vida, mayor resistencia a altas temperaturas y pueden ser pulidos varias veces
- Accesorios de metales preciosos disponibles para sus necesidades de laboratorio; platillos, tenazas, pinzas, espátulas, productos especiales y más
- Claisse ofrece un servicio de pulido para reparar las superficies y recuperar su aspecto original
- Claisse cuenta con un juego de accesorios para realizar el pulido y la reformación en su laboratorio, así como también un programa de entrenamiento
- Claisse ofrece a todos nuestros clientes un programa de compra de material usado de metales preciosos, tales como crisoles y moldes



Contacte Claisse para:

- información sobre nuestros productos
- direcciones en el mundo
- muestras gratis de fundentes
- consultas gratis sobre la preparación de muestras

Por favor, llame o escriba a los expertos en fusión:

350 rue Franquet, suite 45
 Québec, Québec
 Canadá G1P 4P3
 Teléfono: +1 418 656-6453
 Fax: +1 418 656-1169
 Correo electrónico: support@claisse.com

Número de catálogo

CRISOLES

| | |
|-----------|--|
| P-0120-00 | Claisse crisol de fondo plano, 20 ml, 24 g |
| P-0125-00 | Claisse crisol de fondo plano, 25 ml, 26 g |
| P-0130-00 | Claisse crisol de fondo plano, 25 ml, 30 g |
| P-0130-03 | Claisse crisol Optimix (con 3 protuberancias), 25 ml, 30 g |
| P-0325-00 | Claisse crisol Bis! , 25 ml, 26 g |
| P-0330-01 | Claisse crisol pesado Bis! (1mm espesor), 25 ml, 30 g |

Número de catálogo

MOLDES

| | |
|-----------|---|
| P-0214-50 | Claisse molde pesado (1 mm espesor) para TheBee, 14 mm, 45 g |
| P-0230-00 | Claisse molde, 30 mm, 18 g |
| P-0230-01 | Claisse molde pesado (1mm espesor), 30 mm, 30 g |
| P-0230-20 | Claisse molde pesado (1mm espesor), 30 mm, 20° ángulo, 37 g |
| P-0230-50 | Claisse molde pesado (1mm espesor) para TheBee, 30 mm, 50 g |
| P-0231-00 | Claisse molde, 31 mm, 22 g |
| P-0232-00 | Claisse molde, 32 mm, 21 g |
| P-0232-01 | Claisse molde pesado (1mm espesor), 32 mm, 36 g |
| P-0232-20 | Claisse molde pesado (1mm espesor), 32 mm, 20° ángulo, 42 g |
| P-0232-50 | Claisse molde pesado (1mm espesor) para TheBee, 32 mm, 50.5 g |
| P-0235-00 | Claisse molde, 35 mm, 25 g |
| P-0235-01 | Claisse molde pesado (1mm espesor), 35 mm, 48 g |
| P-0235-20 | Claisse molde pesado (1mm espesor), 35 mm, 20° ángulo, 47 g |
| P-0235-50 | Claisse molde pesado (1mm espesor) para TheBee, 35 mm, 51.4 g |
| P-0237-00 | Claisse molde, 37 mm, 28 g |
| P-0238-00 | Claisse molde, 38 mm, 29 g |
| P-0240-00 | Claisse molde, 40 mm, 34 g |
| P-0240-01 | Claisse molde pesado (1mm espesor), 40 mm, 48 g |
| P-0240-20 | Claisse molde pesado (1mm espesor), 40 mm, 20° ángulo, 54 g |
| P-0240-50 | Claisse molde pesado (1mm espesor) para TheBee, 40 mm, 52.5 g |

Número de catálogo

ACCESORIOS

| | |
|-----------|---|
| P-0430-00 | Crisol de zirconio |
| P-0530-00 | Reformador de moldes de 30 mm de acero inoxidable |
| P-0530-10 | Matriz 30 mm |
| P-0532-00 | Reformador de moldes de 32 mm de acero inoxidable |
| P-0532-10 | Matriz 32mm |
| P-0535-00 | Reformador de moldes de 35 mm de acero inoxidable |
| P-0535-10 | Matriz 35 mm |
| P-0537-00 | Reformador de moldes de 37 mm de acero inoxidable |
| P-0537-10 | Matriz 37 mm |
| P-0538-00 | Reformador de moldes de 38 mm de acero inoxidable |
| P-0538-10 | Matriz 38 mm |
| P-0540-00 | Reformador de moldes de 40 mm de acero inoxidable |
| P-0540-10 | Matriz 40 mm |
| P-0550-00 | Reformador de madera de crisoles Bis! |
| P-0600-00 | Juego de pulido de moldes (Dremel 110V) |
| P-0600-10 | Juego de pulido de moldes (Dremel 220V) |